

Bidestilador de água em vidro Q341V4B

Destinado para aplicações mais rigorosas na área bioquímica, química fina entre outras, cuja pureza da água destilada em aparelhos comuns não satisfaz as exigências.

**220 V**

Tensão

6.000 W

Potência

4 l/h

Rendimento

Especificações técnicas

Modelo	Tensão	Potência	Rendimento	Dim. Externas (C x L x A)
Q341V4B	220 V	6.000 W	4 l/h	47 x 73 x 77 cm

INFORMAÇÕES DO PRODUTO

Características

- Gabinete construído em material resistente;
- Sensores de nível na alimentação da caldeira;
- Termostatos de segurança;
- Disjuntor de proteção;
- Condensadores reforçado com grande área de evaporação;
- Resistências com sistema plug and play, encapsuladas em quartzo (não troca íons na caldeira);
- Baixo consumo de água de refrigeração;
- Condutividade na saída entre 0,5 e 1,5 μ S (considerando entrada com 280 μ S);
- Cabo de força com dupla isolação;
- Acompanha manual de instruções;
- Para melhor qualidade da água destilada produzida e maior durabilidade do aparelho, sugerimos o uso dos pré-filtros de sedimentos (Q381) e o de carvão ativado (Q382) bem como o abrandador no caso das águas duras (Q383), itens opcionais recomendados.

Contato

+55 11 4055 9999 • +55 11 94234 6800

vendas@quimis.com.br • www.quimis.com.br

Rua Gema, 292 - Campanário, Diadema - SP / Brasil CEP 09930-290

