

Forno mufla 1.400°C Q318A

Os fornos muflas, têm sua aplicação em procedimentos onde é aplicada a alta temperatura. A Quimis, oferece também o forno mufla com temperatura máxima de 1.400 °C.

**220 V**

Tensão

7.000 W

Potência

40 x 18 x 26 cm

Dim. Câmara (C x L x A)

Especificações técnicas

Modelo	Tensão	Potência	Dim. Câmara (C x L x A)	Dim. Externas (CxLxA)
Q318A24	220 V	7.000 W	40 x 18 x 26 cm	78 x 92 x 130 cm

INFORMAÇÕES DO PRODUTO

Características

- Gabinete em chapa galvanizada e pintura eletrostática;
- Elementos de aquecimento são de carvão de silício;
- Comando lateral;
- Potência controlada por relé de estado sólido com ventilação;
- Alarme sonoro programável;
- Controle da temperatura microcontrolado de duplo display;
- programação de vários tipos de rampas (total de 20);
- Sensor tipo S;
- Resistências: 8 barras de silício distribuídas horizontalmente;
- Temperatura de 300 °C a 1.400 °C;
- Sistema de partida suave, preserva os elementos de aquecimento.
- Opcional: Conjunto para aquisição de dados e monitoramento parametrizado da temperatura;
- Obs. Não utilizar produto inflamável no interior da câmara.

Contato

+55 11 4055 9999 • +55 11 94234 6800

vendas@quimis.com.br • www.quimis.com.br

Rua Gema, 292 - Campanário, Diadema - SP / Brasil CEP 09930-290

