

Mesa agitadora analógica para multi recipiente Q225RA

Indicada para a agitação de líquidos nos mais diversos tipos de recipientes. Com plataforma universal, é um aparelho indispensável ao laboratório químico e na preparação de amostras para análises em laboratórios clínicos em geral.



90 ~240 v

Tensão

48 w

Potência

36 x 43 x 22 cm

Dimensões (C x L x A)

Especificações técnicas

Modelo	Tensão	Potência	Dimensões (C x L x A)
Q225RA	90 ~240 v	48 w	36 x 43 x 22 cm

INFORMAÇÕES DO PRODUTO

Características

- Construída em chapa de aço tratada, revestida com pintura eletrostática;
- Bandeja de aço inox removível, com molas ajustáveis para acomodar erlenmeyrs, tubos, backers dentre outros;
- Movimentos com deslocamento orbital de 10 mm;
- Controle de velocidade analógico;
- Velocidade de 30 a 300 rpm;
- Motor com tecnologia Brushless (motor sem escova, não gera faíscas);
- Base reforçada, pés de borracha reguláveis na altura;
- Cabo de força com dupla isolamento e plugue de três pinos, duas fases e um terra, atendendo a nova norma ABNT NBR 14136;
- Acompanha manual de instruções.

Contato

+55 11 4055 9999 • +55 11 94234 6800

vendas@quimis.com.br • www.quimis.com.br

Rua Gema, 292 - Campanário, Diadema - SP / Brasil CEP 09930-290

