

Viscosímetro rotativo digital Q860M

Mede e indica automaticamente a viscosidade de forma rápida e prática. Indicado para amostras newtonianas, como medicamentos, alimentos, cosméticos, colas, tintas e outros fluidos.

**220 V**

Tensão

264 W

Potência

**100 a 600.000 mPa.s, 1
a 6.000.000 mPa.s**

Faixa

Especificações técnicas

Modelo	Tensão	Potência	Faixa	Rotores	Velocidade	Dim. Externas (CxLxA)
Q860M21	220 V	264 W	100 a 600.000 mPa.s	1, 2, 3 e 4	1 a 60 RPM	40x27x45 cm
Q860M26	220 V	264 W	1 a 6.000.000 mPa.s	0, 1, 2, 3 e 4	0,1 a 90 RPM	40x27x49 cm

INFORMAÇÕES DO PRODUTO

Características

- Gabinete em material plástico ultra resistente e com arrojado design de linhas modernas;
- Base estável com dois pés niveladores;
- Nível tipo bolha embutido na unidade de medição;
- Painel com 9 teclas de funções;
- Leitura direta em mPa.s dispensando o uso de tabelas e cálculos;
- Faixa de indicação de temperatura de 0 °C a 35 °C com precisão de ± 4 °C;
- Motor silencioso;
- Display de cristal líquido com luz de fundo de duplo nível, indicando simultaneamente o número do rotor em uso, a velocidade atual, a temperatura da amostra, a porcentagem de leitura e o valor da medição;
- Todas as sequências são exibidas no display;
- Acompanha: rotores, base de três pés, haste de sustentação, sensor de temperatura e manual de instruções.

Contato

+55 11 4055 9999 • +55 11 94234 6800

vendas@quimis.com.br • www.quimis.com.br

Rua Gema, 292 - Campanário, Diadema - SP / Brasil CEP 09930-290

