Aparelho para determinação de carbono Q300

No controle de qualidade de metais ferrosos, aços e ferro-ligas uma das principais análises é a de carbono. Com este básico e econômico aparelho obtém-se resultados seguros, precisos e confiáveis.



0 a 1,5%, 0 A 4,5%, 0 A 0,5%

Escalas

26 x 55 x 97 cm

Dimensões externas

Especificações técnicas

Modelos	Escalas	Dimensões externas
Q300	0 a 1,5%	26 x 55 x 97 cm
Q300A	0 A 4,5%	26 x 55 x 97 cm
Q300B	0 A 0,5%	26 x 55 x 97 cm

INFORMAÇÕES DO PRODUTO

Características

- Base retangular em aço inox;
- Torneira de 3 vias em vidro;
- Frasco de nível;
- Visor de vidro tipo bola;
- Tubo capilar refrigerante do gás;
- Ampola de absorção com borbulhador;
- Bureta de medição com régua aferida;
- Termômetro de vidro de 0 a 50 °C;
- Conjunto lavador de gás oxigênio;
- Acessórios: para ser feita a combustão da amostra é necessário o uso do forno Q320M2 e do kit Q300k (opcionais), que contém:

a. 100 navículas de porcelana
b. 1 barômetro de mercúrio Q306;
c. 1 tabela de correção;
d. 1 tubo de combustão;
e. 1 puxador de navículas;
f. 1 jogo de solução.

- Acompanha manual de instruções.

Contato

+55 11 4055 9999 • +55 11 94234 6800

vendas@quimis.com.br • www.quimis.com.br

Rua Gema, 292 - Campanário, Diadema - SP / Brasil CEP 09930-290