Banho maria redondo Q218

Projetado para atender trabalhos que usam recipientes pequenos, sua aplicação mais comum está na área didática e uso geral no laboratório.



110 V a 220 v
Tensão

750 w
Potência

22 x 9 cm
Dimensões Úteis

Especificações técnicas

Modelo	Tensão	Potência	Dimensões Úteis	Dim. Externas (CxLxA)
Q218-1	110 V	750 w	22 x 9 cm	36 x 29 x 14 cm
Q218-2	220 v	750 w	22 x 9 cm	36 x 29 x 14 cm

INFORMAÇÕES DO PRODUTO

Características

- Cuba redonda em aço inox sem soldas;
- Capacidade de 2L;
- Aquecimento através de resistência tubular blindada;
- Termostato do tipo bulbo capilar em aço inox;
- Faixa de trabalho entre 30 e 110 °C (desde que a temperatura ambiente seja 5 °C abaixo da programada);
- Precisão do termostato: ± 1,5 °C;
- Lâmpada piloto indicadora de aquecimento;
- Cabo de força com dupla isolação e plugue de três pinos, duas fases e um terra, atendendo a nova norma ABNT NBR 14136;
- Acompanha tampa em inox, com redutores em 3 tamanhos: 104, 75 e 45 mm;
- Acompanha manual de instruções.

Contato

+55 11 4055 9999 • +55 11 94234 6800

vendas@quimis.com.br • www.quimis.com.br

Rua Gema, 292 - Campanário, Diadema - SP / Brasil CEP 09930-290