Chapa aquecedora redonda Q310B

Sistema de aquecimento com resistências blindadas, as quais proporcionam maior durabilidade e segurança ao operador.



110 V a 220 V
Tensão

550 W
Potência

20 cm
Plataforma

Especificações técnicas

Modelos	Tensão	Potência	Plataforma	Dimensões externas (ØxA)
Q310-12B	110 V	550 W	20 cm	20 x 12 cm
Q310-22B	220 V	550 W	20 cm	20 x 12 cm

INFORMAÇÕES DO PRODUTO

Características

- Construída em alumínio revestido em epóxi eletrostático;
- Plataforma em alumínio reforçado para se conseguir boa homogeneização da temperatura;
- Temperatura máxima de 350 °C na plataforma;
- Controle eletrônico de temperatura com referência entre os pontos 1 e 10;
- Cabo de força com dupla isolação e plugue de três pinos, duas fases e um terra, atendendo a nova norma ABNT NBR 14136;
- Acompanha manual de instruções.

Contato

+55 11 4055 9999 • +55 11 94234 6800

vendas@quimis.com.br • www.quimis.com.br

Rua Gema, 292 - Campanário, Diadema - SP / Brasil CEP 09930-290