Rotores para centrífuga refrigerada QA222RT

Rotores e caçapas de diferentes capacidades para Centrífuga Refrigerada Quimis.



8 a 30

Quantidade de Tubos

1,5 à 2,2 mL, 15 mL, 50 mL

Capacidade

Especificações técnicas

Modelo	Quantidade de Tubos	Capacidade
QA222RT-R2	24	1,5 à 2,2 mL
QA222RT-R3	30	1,5 à 2,2 mL
QA222RT-R4	12	15 mL
QA222RT-R5	8	50 mL

INFORMAÇÕES DO PRODUTO

Contato

+55 11 4055 9999 • +55 11 94234 6800

vendas@quimis.com.br • www.quimis.com.br

Rua Gema, 292 - Campanário, Diadema - SP / Brasil CEP 09930-290